



URINSKI KATETRI

greencath[®]

Znanje za življenje že od 1951.

greencath®

Znanje za življenje



Podjetje TIK z uporabo najsodobnejše tehnologije in številnih izkušenj razvija in proizvaja inovativne izdelke za humano medicino ter se s svojo 60-letno tradicijo uvršča v sam vrh evropskih proizvajalcev.

Predanost kakovosti, lasten razvoj in izjemna prilagodljivost so jamstvo, da so vsi naši izdelki brezhibni pri uporabi ter prijazni tako do uporabnikov, kot do zdravstvenega osebja.

Urinski katetri greencath®, ki jih predstavljamo v tem katalogu, so bili v celoti razviti v Kobaridu z najpomembnejšim ciljem: olajšati življenje uporabnikom in preprečiti dodatne nevšečnosti pri uvajanju in uporabi, zmanjšati možnost infekcij ter omiliti neprijetne občutke pri uporabi.

Inovativne rešitve na katetru greencath® je prepoznala tudi Gospodarska Zbornica Slovenije in našemu delu namenila zlato nacionalno nagrado za inovativnost, ki jo vsako leto podeljuje najbolj izvirnim novostim slovenske industrije.

Poleg katetrov blagovne znamke greencath® vam v katalogu predstavljamo tudi ostale katetre in pripomočke za kateterizacijo iz proizvodnega programa podjetja TIK.

Splošno o katetrih



Urinski katetri se največkrat uporabljajo pri poškodbah hrbtenjače in pri napredovanih oblikah multiple skleroze.

Vsem oblikam poškodb hrbtenjače je skupna inkontinenca, ki povzroča največ nevšečnosti. Kot druga boleča in neprijetna posledica trajnih poškodb hrbtenjače so preležanine, ki nastajajo predvsem zaradi neustreznih sedežnih blazin in zmanjšane mobilnosti. Zaradi gibalne oviranosti pa se paraplegiki srečujejo še s pogostimi obolenji celotnega urotrakta.

Redno odvajanje urina je izjemnega pomena za normalno delovanje človeškega telesa. V primerih in pri bolezenskih stanjih, ko to ni mogoče, je potrebna kateterizacija. Velikokrat uporabniki to lahko opravijo sami, zato je ergonomija TIKovih urinskih katetrov takšna, da je postopek za uporabnika čim bolj enostaven in neboleč.

Podatki so zgovorni:
¹ kar 40 % vseh bolnišničnih okužb predstavljajo okužbe sečil.
 15 % vseh antibiotikov se predpiše zaradi vnetij sečil.
² Težave z inkontinenco ima 1 od 3 žensk, 1 od 14 moških.
³ Težave in odstotek prizadetih s starostjo narašča.

Z uporabo katetrov za čisto samokateterizacijo zmanjšamo število poškodb in okužb. Ti katetri so proizvedeni z naprednim tehnološkim procesom ter posebno formulo hidrofилnega nanosa.



VIRI
http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2017/Obed_Masa.pdf ¹⁹ 2.02.2019
<http://www.nasa-lekarna.si/clanki/clanek/okužbe-secil-bolj-ogrozajo-zenske> ²⁰ 14.03.2019
<https://www.simpss.si/clanki/slavica-frelih.pdf> ²¹ 26.03.2019

Z uporabo katetrov z nanosom lahko občutno zmanjšamo okužbe sečil



MEHKA
KONICA



TIEMANN
KONICA



POLIRANE
LUKNJE



VODNA
VREČKA



HIDROFILNI
NANOS



PRIMARNO
PAKIRANJE



HIDROFILNI NANOS

Katetre odlikujejo biokompatibilen nanos, ki se aktivira z vodo v 30 sekundah, daljši čas zasušitve nanosa po aktivaciji in njegova odlična drsnost. Njegova kompaktnost in dobra oprijemljivost na osnovni kateter zagotavljata, da ta po aktiviranju z vodo ne odstopi.

PRIMARNO PAKIRANJE

Sistem odpiranja je preprost in praktičen. Kateter se v osnovnem ovoju v pokončnem položaju namesti z dvema sistemoma pritrditve – s pomočjo dvostranske nalepke na hrbtni strani ovoja ali pa z obešanjem z uporabo luknje na ovoju.

POLIRANE STRANSKE LUKNJE

Polirane stranske luknje in fleksibilnost cevke dodatno zmanjšujejo trenje med katetrom in sluznico sečnice. Oblika stranskih lukenj pa omogoča tudi učinkovito drenažo.

VODNA VREČKA

Uporabnikom je na voljo tudi hidrofilni kateter s priloženo vodno vrečko za enostavno aktivacijo nanosa, v kateri je posebej prečiščena, sterilna voda.

Katetri greencath® so inovativni in uporabniku prijazni katetri, razviti z naprednim tehnološkim procesom ter posebno formulo TIKovega hidrofilnega nanosa. Poseben hidrofilni nanos, plod nenehnega razvoja, zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice ter zmanjšuje obremenjenost organizma.

Uporaba urinskih katetrov s hidrofilnim nanosom je zaradi številnih zdravstvenih in z udobjem povezanih prednosti, ki jih izdelek ponuja uporabniku, postala zlati standard v večini evropskih držav. Zato je prav, da so tudi vaša prva izbira.

greencath®
greencath® SOFT
greencath® PLUS
greencath® SOFT PLUS
greencath® TIEMANN PLUS

Urinski katetri
greencath® s
hidrofilnim nanosom.
Nežni za uporabnika,
zdravnika in
medicinsko osebje.





Urinski kateter NELATON

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.

LASTNOSTI

Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov

- Fleksibilnost cevke in oblika stranskih lukenj omogočata enostavno vstavljanje katetra v sečnico
- Oblika stranskih lukenj omogoča učinkovito drenažo
- Priključki so barvno kodirani za lažjo identifikacijo dimenzije



Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
54802	■ zelena	6	400 mm	2,0 mm	Moški	60 kos
54803	■ modra	8	400 mm	2,6 mm	Moški	60 kos
54804	■ črna	10	400 mm	3,3 mm	Moški	60 kos
54805	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški	60 kos
54806	■ zelena	14	400 mm	4,6 mm	Moški	60 kos
54807	■ oranžna	16	400 mm	5,3 mm	Moški	60 kos
54808	■ rdeča	18	400 mm	6,0 mm	Moški	60 kos
54809	■ rumena	20	400 mm	6,6 mm	Moški	60 kos
54810	■ viola	22	400 mm	7,0 mm	Moški	60 kos
54820	■ zelena	6	180 mm	2,0 mm	Ženski	60 kos
54821	■ modra	8	180 mm	2,6 mm	Ženski	60 kos
54822	■ črna	10	180 mm	3,3 mm	Ženski	60 kos
54823	□ bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	60 kos
54824	■ zelena	14	180 mm	4,6 mm	Ženski	60 kos
54825	■ oranžna	16	180 mm	5,3 mm	Ženski	60 kos
54826	■ rdeča	18	180 mm	6,0 mm	Ženski	60 kos



Urinski kateter TIEMANN

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene. Kratkotrajna uporaba za uvajanje katetra v primeru obstrukcij prehoda v sečnici.

LASTNOSTI

Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov

- Tiemann konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije



Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Pakiranje
54812	■ modra	8	400 mm	2,6 mm	60 kos
54813	■ črna	10	400 mm	3,3 mm	60 kos
54814	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	60 kos
54815	■ zelena	14	400 mm	4,6 mm	60 kos
54816	■ oranžna	16	400 mm	5,3 mm	60 kos
54817	■ rdeča	18	400 mm	6,0 mm	60 kos



Urinski kateter Nelaton s poliranimi luknjami **DO.TIK**

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.

LASTNOSTI:

Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov

- Fleksibilnost cevke in oblika stranskih lukenj omogočata enostavno vstavljanje katetra v sečnico
- Priključki so barvno kodirani
- Nekatere dimenzije, imajo priložen drsnik za aseptično rokovanje

STERILE EO



POLIRANE
LUKNJE

Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
61209	■ zelena	6	400 mm	2,0 mm	Moški	60 kos
61210	■ modra	8	400 mm	2,6 mm	Moški	60 kos
61211	■ črna	10	400 mm	3,3 mm	Moški	60 kos
61212	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški - z drsnikom	60 kos
61213	■ zelena	14	400 mm	4,6 mm	Moški - z drsnikom	60 kos
61214	■ oranžna	16	400 mm	5,3 mm	Moški	60 kos
61215	■ rdeča	18	400 mm	6,0 mm	Moški	60 kos
61218	■ zelena	6	180 mm	2,0 mm	Ženski	60 kos
61219	■ modra	8	180 mm	2,6 mm	Ženski	60 kos
61220	■ črna	10	180 mm	3,3 mm	Ženski	60 kos
61221	□ bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	60 kos
61222	■ zelena	14	180 mm	4,6 mm	Ženski	60 kos
61223	■ oranžna	16	180 mm	5,3 mm	Ženski	60 kos
61224	■ rdeča	18	180 mm	6,0 mm	Ženski	60 kos

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, saj drenaža urinskega mehurja s tem izdelkom ne povzroča stranskih učinkov ter fizikalnih sprememb sečnice.

LASTNOSTI

Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov

- Fleksibilnost cevke in oblika stranskih lukenj omogočata enostavno vstavljanje katetra v sečnico
- Priključki so barvno kodirani
- Nekatere dimenzije imajo priložen drsnik za aseptično rokovanje
- Fleksibilna konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb
- Primeren tudi za paciente, ki imajo operativno prilagojeno sečnico po metodi Mitrofanoff



MEHKA
KONICA



POLIRANE
LUKNJE

STERILE EO



Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
62508	■ modra	8	400 mm	2,6 mm	Moški	60 kos
62509	■ črna	10	400 mm	3,3 mm	Moški	60 kos
62510	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški - z drsnikom	60 kos
62511	■ zelena	14	400 mm	4,6 mm	Moški - z drsnikom	60 kos
62512	■ oranžna	16	400 mm	5,3 mm	Moški	60 kos
62513	■ modra	8	180 mm	2,6 mm	Ženski	60 kos
62514	■ črna	10	180 mm	3,3 mm	Ženski	60 kos
62515	□ bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	60 kos
62516	■ zelena	14	180 mm	4,6 mm	Ženski	60 kos
62517	■ oranžna	16	180 mm	5,3 mm	Ženski	60 kos
62519	■ modra	8	310 mm	2,6 mm	Pediatrični	60 kos
62520	■ črna	10	310 mm	3,3 mm	Pediatrični	60 kos

Urinski kateter z mehko konicno in poliranimi luknjami **DO.TIK SOFT**





greencath®

Urinski kateter
Nelaton z nanosom

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.

LASTNOSTI

Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice • Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra • Polirane stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov



HIDROFILNI
NANOS



POLIRANE
LUKNJE

Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
59140	modra	8	400 mm	2,6 mm	Moški	30 kos
59141	črna	10	400 mm	3,3 mm	Moški	30 kos
59142	bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški	30 kos
59143	zelena	14	400 mm	4,6 mm	Moški	30 kos
59144	oranžna	16	400 mm	5,3 mm	Moški	30 kos
59145	rdeča	18	400 mm	6,0 mm	Moški	30 kos
59146	modra	8	180 mm	2,6 mm	Ženski	30 kos
59147	črna	10	180 mm	3,3 mm	Ženski	30 kos
59148	bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	30 kos
59149	zelena	14	180 mm	4,6 mm	Ženski	30 kos
59150	oranžna	16	180 mm	5,3 mm	Ženski	30 kos
59151	rdeča	18	180 mm	6,0 mm	Ženski	30 kos
59152	zelena	6	280 mm	2,0 mm	Pediatrični	30 kos
59153	modra	8	280 mm	2,6 mm	Pediatrični	30 kos
59154	črna	10	280 mm	3,3 mm	Pediatrični	30 kos



greencath®
PLUS

Urinski kateter
Nelaton z nanosom in
vodno vrečko

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.

LASTNOSTI

Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice • Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra • Polirane stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov • Priložena vodna vrečka za enostavno aktivacijo nanosa s posebej prečiščeno, sterilno vodo • Nekatere dimenzije imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokoavanje



POLIRANE
LUKNJE



VODNA
VREČKA



HIDROFILNI
NANOS



Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
62294	modra	8	400 mm	2,6 mm	Moški	30 kos
62295	črna	10	400 mm	3,3 mm	Moški	30 kos
62296	bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški - z drsnikom	30 kos
62297	zelena	14	400 mm	4,6 mm	Moški - z drsnikom	30 kos
62298	oranžna	16	400 mm	5,3 mm	Moški	30 kos
62299	rdeča	18	400 mm	6,0 mm	Moški	30 kos
62300	modra	8	180 mm	2,6 mm	Ženski	30 kos
62301	črna	10	180 mm	3,3 mm	Ženski	30 kos
62302	bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	30 kos
62303	zelena	14	180 mm	4,6 mm	Ženski	30 kos
62304	oranžna	16	180 mm	5,3 mm	Ženski	30 kos
62305	rdeča	18	180 mm	6,0 mm	Ženski	30 kos
62306	zelena	6	280 mm	2,0 mm	Pediatrični	30 kos
62307	modra	8	280 mm	2,6 mm	Pediatrični - z drsnikom	30 kos
62308	črna	10	280 mm	3,3 mm	Pediatrični - z drsnikom	30 kos





greencath®
SOFT

Urinski kateter z mehko
konico in nanosom

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.

LASTNOSTI

Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice • Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra • Polirane stranske luknje in fleksibilnost cevke dodatno zmanjšujejo trenje med katetrom in sluznico sečnice

- Mehka, fleksibilna konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici

STERILE EO



MEHKA
KONICA



HIDROFILNI
NANOS



POLIRANE
LUKNJE

Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
62549	■ modra	8	400 mm	2,6 mm	Moški	30 kos
62550	■ črna	10	400 mm	3,3 mm	Moški	30 kos
62551	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški	30 kos
62552	■ zelena	14	400 mm	4,6 mm	Moški	30 kos
62553	■ oranžna	16	400 mm	5,3 mm	Moški	30 kos
62554	■ modra	8	180 mm	2,6 mm	Ženski	30 kos
62555	■ črna	10	180 mm	3,3 mm	Ženski	30 kos
62556	□ bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	30 kos
62557	■ zelena	14	180 mm	4,6 mm	Ženski	30 kos
62558	■ oranžna	16	180 mm	5,3 mm	Ženski	30 kos
62560	■ modra	8	310 mm	2,6 mm	Pediatrični	30 kos
62561	■ črna	10	310 mm	3,3 mm	Pediatrični	30 kos



greencath®
SOFT PLUS

Urinski kateter z mehko
konico, nanosom in
vodno vrečko

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.

LASTNOSTI

Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice • Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra • Polirane stranske luknje in fleksibilnost cevke dodatno zmanjšujejo trenje med katetrom in sluznico sečnice

- Mehka fleksibilna konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici
- Priložena vodna vrečka za enostavno aktivacijo nanosa s posebej prečiščeno, sterilno vodo
- Nekatere dimenzije imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično roko vanje



MEHKA
KONICA



VODNA
VREČKA



HIDROFILNI
NANOS




POLIRANE
LUKNJE

STERILE EO



Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
62562	■ modra	8	400 mm	2,6 mm	Moški	30 kos
62563	■ črna	10	400 mm	3,3 mm	Moški	30 kos
62564	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški - z drsnikom	30 kos
62565	■ zelena	14	400 mm	4,6 mm	Moški - z drsnikom	30 kos
62566	■ oranžna	16	400 mm	5,3 mm	Moški	30 kos
62567	■ modra	8	180 mm	2,6 mm	Ženski	30 kos
62568	■ črna	10	180 mm	3,3 mm	Ženski	30 kos
62569	□ bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	30 kos
62570	■ zelena	14	180 mm	4,6 mm	Ženski	30 kos
62571	■ oranžna	16	180 mm	5,3 mm	Ženski	30 kos
62573	■ modra	8	310 mm	2,6 mm	Pediatrični - z drsnikom	30 kos
62574	■ črna	10	310 mm	3,3 mm	Pediatrični - z drsnikom	30 kos





greencath®
TIEMANN
PLUS

Urinski kateter
Tiemann z nanosom in
vodno vrečko



UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene. Kratkotrajna uporaba za uvajanje katetra v primeru obstrukcij prehoda v sečnici.

LASTNOSTI

Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice

- Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra
- Tiemann konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici
- Priložena vodna vrečka za enostavno aktivacijo nanosa s posebej prečiščeno, sterilno vodo
- Dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje



VODNA
VREČKA



HIDROFILNI
NANOS



TIEMANN
KONICA

Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Pakiranje
64337	■ črna	10	400 mm	3,3 mm	30 kos
64338	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	30 kos
64339	■ zelena	14	400 mm	4,6 mm	30 kos

UPORABA

Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.

LASTNOSTI

- Stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov
- Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice
 - Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra
 - Priložena vodna vrečka za enostavno aktivacijo nanosa s posebej prečiščeno, sterilno vodo



VODNA
VREČKA



HIDROFILNI
NANOS



Kataloška št.	Barva	CH	Dolžina	Zunanji premer	Opomba	Pakiranje
64460	□ bela	12	400 mm	4,0 mm	Moški	30 kos
64461	□ bela	12	180 mm	4,0 mm	Ženski	30 kos

greencath®
BASIC



Urinski kateter
Nelaton z nanosom
in vodno vrečko





Zbiralnik za urin

UPORABA
Za zbiranje urina.

LASTNOSTI

- Omogoča polnitev do 800 ml • Luer-lock priključek se uporablja v kombinaciji z nefrostomskim katetrom • Adapter priključek se uporablja v kombinaciji s stalnim urinskim katetrom • Vgrajen nepovratni ventil in "T-izpust" • Indikativna skala v mililitrih
- Čas uporabe do 7 dni
 - Plastično držalo
 - Membrana za brezigelni odvzem vzorca urina



Kataloška št.	Tip priključka	Dolžina cevi	Pakiranje
53889	Adapter	900 mm	5 kos
53900	Luer-lock	900 mm	5 kos



UPORABA
Za zbiranje urina.

LASTNOSTI

- Omogoča polnitev do 800 ml • Luer-lock priključek se uporablja v kombinaciji z nefrostomskim katetrom • Adapter priključek se uporablja v kombinaciji s stalnim urinskim katetrom
- Vgrajen nepovratni ventil in "T-izpust" • Indikativna skala v mililitrih
 - Čas uporabe do 7 dni



Kataloška št.	Tip priključka	Dolžina cevi	Opomba	Pakiranje
64454	Adapter	650 mm	Za stalni urinski kateter	10 kos
64455	Luer-lock	650 mm	Za nefrostomski kateter	10 kos


Zbiralnik za urin LIFE







BR0ŠURA greencath – Rev.04/SLO.2021

TIK d.o.o.,
proizvodnja medicinskih pripomočkov
Goriška cesta 5b
5222 Kobarid, Slovenija

 05 389 07 00

 info@tik.si

 www.tik.si