



Znanje za življenje
že od 1951.

Katalog




Znanje za življenje že od 1951.



**Znanje za življenje že
od 1951.**



Poglej video



Izberite evropskega proizvajalca in si zagotovite fleksibilnost dobav. Sodelujte pri razvoju proizvodov za vaše potrebe.

Če iščete zanesljivega dobavitelja kakovostnih in uporabniku prijaznih proizvodov za humano medicino ter zanesljivega poslovnega partnerja, je TIK d.o.o. prava izbira.

Kot evropski proizvajalec medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo z več kot 70-letno tradicijo smo od vedno zvesti kakovosti na vseh nivojih poslovanja. Na osnovi dolgoletnih izkušenj lastnega razvoja ponujamo izdelke, ki ustrezajo sodobnim potrebam trga. Na račun fleksibilnosti se prilagodimo vašim potrebam in željam, pri čemer naši izdelki sledijo vsem potrebnim standardom kakovosti.

Predanost kakovosti, lasten razvoj in izjemna prilagodljivost so jamstvo, da so naši izdelki brezhibni za uporabo, prijazni do uporabnikov in zdravstvenega osebja.

Lahko ste brez skrbi. Sodelovanje s podjetjem TIK d.o.o. vam prinaša zanesljivost, nova znanja, strokovno svetovanje in zaupanje pri končnih uporabnikih.

KAZALO

7

UROLOGIJA

- 8 Blagovna znamka greencath®
- 10 greencath® - Urinski kateter Nelaton z nanosom
- 11 greencath® PLUS - Urinski kateter Nelaton z nanosom in vodno vrečko
- 12 greencath® SOFT - Urinski kateter z mehko konico in nanosom
- 13 greencath® SOFT PLUS - Urinski kateter z mehko konico, nanosom in vodno vrečko
- 14 greencath® Tiemann PLUS - Urinski kateter Tiemann z nanosom in vodno vrečko
- 15 greencath® BASIC - Urinski kateter Nelaton z nanosom in vodno vrečko

- 16 DO.TIK - Urinski kateter Nelaton s poliranimi luknjami
- 16 DO.TIK SOFT - Urinski kateter z mehko konico in poliranimi luknjami

- 17 Urinski kateter Nelaton
- 17 Urinski kateter Nelaton LL

- 18 Urinski kateter Tiemann
- 18 Priključek med katetrom in urinsko vrečko

- 19 Zbiralnik za urin
- 19 Zbiralnik za urin LIFE

21

RESPIRATORNA TERAPIJA

- 22 Aspiracijski kateter
- 22 Aspiracijski kateter z regulatorjem vleka
- 23 Aspiracijski kateter z regulatorjem vleka - TIK PLUS
- 23 Aspiracijski kateter s krivo konico in regulatorjem vleka

GASTROENTEROLOGIJA

- 26 Hranilna sonda z ENFit® priključkom
- 26 Hranilna sonda
- 27 Želodčna sonda
- 28 Duodenalna sonda
- 28 Rektalna sonda
- 29 Zamašek za kateter

25

GINEKOLOGIJA

- 32 Igla za punkcijo foliklov

31



UROLOGIJA

- Blagovna znamka **greencath**[®]
- **greencath**[®] - Urinski kateter Nelaton s premazom
- **greencath**[®] PLUS - Urinski kateter Nelaton z nanosom in vodno vrečko
- **greencath**[®] SOFT - Urinski kateter z mehko konico in nanosom
- **greencath**[®] SOFT PLUS - Urinski kateter z mehko konico, nanosom in vodno vrečko
- **greencath**[®] Tiemann PLUS - Urinski kateter Tiemann z nanosom in vodno vrečko
- **greencath**[®] BASIC - Urinski kateter Nelaton z nanosom in vodno vrečko
- DO.TIK – Urinski kateter Nelaton s poliranimi luknjami
- DO.TIK SOFT – Urinski kateter z mehko konico in poliranimi luknjami
- Urinski kateter Nelaton
- Urinski kateter Nelaton LL
- Urinski kateter Tiemann
- Priključek med katetrom in urinsko vrečko
- Zbiralnik za urin
- Zbiralnik za urin LIFE



Urinski katetri

greencath®



Inovativne rešitve na urinskem katetru **greencath®** je prepoznala tudi Gospodarska Zbornica Slovenije in nam podelila zlato nacionalno nagrado za inovativnost za leto 2020, ki jo podeljuje najbolj izvirnim novostim slovenske industrije.



[Poglej video](#)

Urinski katetri blagovne znamke **greencath®** so inovativni in uporabniku prijazni katetri, izdelani z naprednim tehnološkim procesom ter posebno formulo TIKovega hidrofилnega nanosa. Hidrofилni nanos, ki je plod nenehnega razvoja, zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice ter zmanjšuje obremenjenost organizma.



DRSNIK

Nekatere dimenzije imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje.



MEHKA KONICA

Mehka fleksibilna konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici.



HIDROFILNI NANOS

Katetre odlikujejo biokompatibilen nanos, ki se aktivira z vodo v 30 sekundah, daljši čas zasušitve nanosa po aktivaciji in njegova odlična drsnost.



POLIRANE LUKNJE

Polirane stranske luknje dodatno zmanjšujejo trenje med katetrom in sluznico sečnice. Oblika stranskih lukenj pa omogoča tudi učinkovito drenažo.



TIEMANN KONICA

Tiemann konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate.



VODNA VREČKA

Uporabnikom je na voljo tudi hidrofilen kateter s priloženo vodno vrečko za enostavno aktivacijo nanosa, v kateri je posebej prečiščena, sterilna voda.



PRIMARNO PAKIRANJE

Sistem odpiranja je preprost in praktičen. Kateter se v osnovnem ovoju v pokončnem položaju namesti z dvema sistemoma pritrditve - s pomočjo dvostranske nalepke na hrbtni strani ovoja ali pa z obešanjem z uporabo luknje na ovoju.



greencath®

Urinski kateter Nelaton z nanosom

- Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice.
- Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra.
- Polirane stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
59140	■ modra	8	400	2,6	moški	30	600
59141	■ črna	10	400	3,3	moški	30	600
59142	□ bela	12	400	4,0	moški	30	600
59143	■ zelena	14	400	4,6	moški	30	600
59144	■ oranžna	16	400	5,3	moški	30	600
59145	■ rdeča	18	400	6,0	moški	30	600
59146	■ modra	8	180	2,6	ženski	30	900
59147	■ črna	10	180	3,3	ženski	30	900
59148	□ bela	12	180	4,0	ženski	30	900
59149	■ zelena	14	180	4,6	ženski	30	900
59150	■ oranžna	16	180	5,3	ženski	30	900
59151	■ rdeča	18	180	6,0	ženski	30	900
59152	■ zelena	6	280	2,0	pediatrični	30	600
59153	■ modra	8	280	2,6	pediatrični	30	600
59154	■ črna	10	280	3,3	pediatrični	30	600



UROLOGIJA



Hidrofilni nanos



Polirane luknje

greencath® PLUS

Urinski kateter Nelaton z nanosom in vodno vrečko

- Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice.
- Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra.
- Polirane stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov.
- Priložena vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo za enostavno aktivacijo nanosa.
- Nekatere dimenzije imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokoavanje.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
62294	■ modra	8	400	2,6	moški	30	600
62295	■ črna	10	400	3,3	moški	30	600
62296*	□ bela	12	400	4,0	moški	30	600
62297*	■ zelena	14	400	4,6	moški	30	600
62298	■ oranžna	16	400	5,3	moški	30	600
62299	■ rdeča	18	400	6,0	moški	30	600
62300	■ modra	8	180	2,6	ženski	30	900
62301	■ črna	10	180	3,3	ženski	30	900
62302	□ bela	12	180	4,0	ženski	30	900
62303	■ zelena	14	180	4,6	ženski	30	900
62304	■ oranžna	16	180	5,3	ženski	30	900
62305	■ rdeča	18	180	6,0	ženski	30	900
62306	■ zelena	6	280	2,0	pediatrični	30	600
62307*	■ modra	8	280	2,6	pediatrični	30	600
62308*	■ črna	10	280	3,3	pediatrični	30	600

*z drsnikom



Hidrofilni nanos



Polirane luknje



Vodna vrečka



greencath® SOFT

Urinski kateter z mehko konico in nanosom

- Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Hidrofilni nanos dodatno zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice.
- Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra.
- Polirane stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov.
- Mehka, fleksibilna konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorbov v sečnici.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
62549	■ modra	8	400	2,6	moški	30	600
62550	■ črna	10	400	3,3	moški	30	600
62551	□ bela	12	400	4,0	moški	30	600
62552	■ zelena	14	400	4,6	moški	30	600
62553	■ oranžna	16	400	5,3	moški	30	600
62554	■ modra	8	180	2,6	ženski	30	900
62555	■ črna	10	180	3,3	ženski	30	900
62556	□ bela	12	180	4,0	ženski	30	900
62557	■ zelena	14	180	4,6	ženski	30	900
62558	■ oranžna	16	180	5,3	ženski	30	900
62560	■ modra	8	310	2,6	pediatrični	30	600
62561	■ črna	10	310	3,3	pediatrični	30	600

UROLOGIJA



Hidrofilni nanos



Polirane luknje



Mehka konica

greencath® SOFT PLUS

Urinski kateter z mehko konico, nanosom in vodno vrečko

- Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice.
- Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra.
- Polirane stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov.
- Mehka, fleksibilna konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici.
- Priložena vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo za enostavno aktivacijo nanosa.
- Nekatere dimenzije imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokoavanje.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
62562	■ modra	8	400	2,6	moški	30	600
62563*	■ črna	10	400	3,3	moški	30	600
62564*	□ bela	12	400	4,0	moški	30	600
62565*	■ zelena	14	400	4,6	moški	30	600
62566*	■ oranžna	16	400	5,3	moški	30	600
62567	■ modra	8	180	2,6	ženski	30	900
62568	■ črna	10	180	3,3	ženski	30	900
62569	□ bela	12	180	4,0	ženski	30	900
62570	■ zelena	14	180	4,6	ženski	30	900
62571	■ oranžna	16	180	5,3	ženski	30	900
62573*	■ modra	8	310	2,6	pediatrični	30	600
62574*	■ črna	10	310	3,3	pediatrični	30	600

*z drsnikom



Hidrofilni nanos



Polirane luknje



Vodna vrečka



Mehka konica



greencath® TIEMANN PLUS

Urinski kateter Tiemann z nanosom in vodno vrečko

- Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Kratkotrajna uporaba za uvajanje katetra v primeru obstrukcij prehoda v sečnici.
- Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice.
- Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi obstrukcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra.
- Tiemann konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici.
- Priložena vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo za enostavno aktivacijo nanosa.
- Dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
64337	■ črna	10	400	3,3	30	600
64338	□ bela	12	400	4,0	30	600
64339	■ zelena	14	400	4,6	30	600



UROLOGIJA



Hidrofilni nanos



Vodna vrečka



Tiemann konica

greencath® BASIC

Urinski kateter Nelaton z nanosom in vodno vrečko

- Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice.
- Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorpcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra.
- Stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov.
- Priložena vodna vrečka za enostavno aktivacijo nanosa s posebej prečiščeno, sterilno vodo.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
64460	▫ bela	12	400	4,0	30	600
64461	▫ bela	12	180	4,0	30	600



Hidrofilni nanos



Vodna vrečka



DO.TIK

Urinski kateter Nelaton s poliranimi luknjami

- Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov.
- Fleksibilnost cevke in oblika stranskih lukenj omogočata enostavno vstavljanje katetra v sečnico.
- Nekatere dimenzije imajo priložen drsnik za aseptično rokovanje.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
61209	■ zelena	6	400	2,0	Moški	60	840
61210	■ modra	8	400	2,6	Moški	60	840
61211	■ črna	10	400	3,3	Moški	60	840
61212*	□ bela	12	400	4,0	Moški	60	840
61213*	■ zelena	14	400	4,6	Moški	60	840
61214	■ oranžna	16	400	5,3	Moški	60	840
61215	■ rdeča	18	400	6,0	Moški	60	840
61218	■ zelena	6	180	2,0	Ženski	60	1920
61219	■ modra	8	180	2,6	Ženski	60	1920
61220	■ črna	10	180	3,3	Ženski	60	1920
61221	□ bela	12	180	4,0	Ženski	60	1920
61222	■ zelena	14	180	4,6	Ženski	60	1920
61223	■ oranžna	16	180	5,3	Ženski	60	1920
61224	■ rdeča	18	180	6,0	Ženski	60	1920

*z drsnikom



DO.TIK SOFT

Urinski kateter z mehko konico in poliranimi luknjami

- Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov.
- Feksibilnost cevke in oblika stranskih lukenj omogočata enostavno vstavljanje katetra v sečnico.
- Fleksibilna konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb.
- Primeren tudi za paciente, ki imajo operativno prilagojeno sečnico po metodi Mitrofanoff.
- Nekatere dimenzije imajo priložen drsnik za aseptično rokovanje.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
62508	■ modra	8	400	2,6	moški	60	840
62509	■ črna	10	400	3,3	moški	60	840
62510*	□ bela	12	400	4,0	moški	60	840
62511*	■ zelena	14	400	4,6	moški	60	840
62512	■ oranžna	16	400	5,3	moški	60	840
62513	■ modra	8	180	2,6	ženski	60	1920
62514	■ črna	10	180	3,3	ženski	60	1920
62515	□ bela	12	180	4,0	ženski	60	1920
62516	■ zelena	14	180	4,6	ženski	60	1920
62517	■ oranžna	16	180	5,3	ženski	60	1920
62519	■ modra	8	310	2,6	pediatrični	60	840
62520	■ črna	10	310	3,3	pediatrični	60	840

*z drsnikom



URINSKI KATETER NELATON

- Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov.
- Fleksibilnost cevke in oblika stranskih lukenj omogočata atravmatsko vstavljanje katetra v sečnico.
- Oblika stranskih lukenj omogoča učinkovito drenažo.
- Priključki so barvno kodirani za lažjo identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
54802	■ zelena	6	400	2,0	moški	60	840
54803	■ modra	8	400	2,6	moški	60	840
54804	■ črna	10	400	3,3	moški	60	840
54805	□ bela	12	400	4,0	moški	60	840
54806	■ zelena	14	400	4,6	moški	60	840
54807	■ oranžna	16	400	5,3	moški	60	840
54808	■ rdeča	18	400	6,0	moški	60	840
54809	■ rumena	20	400	6,6	moški	60	840
54810	■ viola	22	400	7,3	moški	60	840
54820	■ zelena	6	180	2,0	ženski	60	1920
54821	■ modra	8	180	2,6	ženski	60	1920
54822	■ črna	10	180	3,3	ženski	60	1920
54823	□ bela	12	180	4,0	ženski	60	1920
54824	■ zelena	14	180	4,6	ženski	60	1920
54825	■ oranžna	16	180	5,3	ženski	60	1920
54826	■ rdeča	18	180	6,0	ženski	60	1920



URINSKI KATETER NELATON LL

- Za odvzem urina z brizgalko.
- Luer lock priključek omogoča priključitev na brizgalko.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)	OPOMBA		
53697	■ zelena	6	400	2,0	moški	60	840
54435	■ modra	8	400	2,6	moški	60	840
54436	■ črna	10	400	3,3	moški	60	840





URINSKI KATETER TIEMANN

- Za vsakodnevno katetrizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
- Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov.
- Tiemann konica omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
54812	■ modra	8	400	2,6	60	840
54813	■ črna	10	400	3,3	60	840
54814	□ bela	12	400	4,0	60	840
54815	■ zelena	14	400	4,6	60	840
54816	■ oranžna	16	400	5,3	60	840
54817	■ rdeča	18	400	6,0	60	840



PRIKLJUČEK MED KATETROM IN URINSKO VREČKO

- Luer lock priključek omogoča spoj s katetrom, ki ima Luer-lock priključek.
- Priključek omogoča povezavo z vrečko.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA		
53688	30	360



ZBIRALNIK ZA URIN

- Omogoča polnitev do 800 mL.
- Membrana za brezigelni odvzem vzorca urina.
- Luer-lock priključek se uporablja v kombinaciji z nefrostomskim katetrom.
- Adapter priključek se uporablja v kombinaciji s stalnim urinskim katetrom.
- Vgrajen nepovratni ventil in "T-izpust".
- Indikativna skala v mililitrih.
- Plastično držalo.
- Čas uporabe do 7 dni.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	PRIKLJUČEK (mm)	DOLŽINA CEVI (mm)	OPOMBA		
53889	Adapter	900	za stalni urinski kateter	5	60
53900	Luer-Lock	900	za nefrostomski kateter	5	60



ZBIRALNIK ZA URIN LIFE

- Omogoča polnitev do 800 mL.
- Luer-lock priključek se uporablja v kombinaciji z nefrostomskim katetrom.
- Adapter priključek se uporablja v kombinaciji s stalnim urinskim katetrom.
- Vgrajen nepovratni ventil in "T-izpust".
- Indikativna skala v mililitrih.
- Čas uporabe do 7 dni.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	PRIKLJUČEK (mm)	DOLŽINA CEVI (mm)	OPOMBA		
64454	Adapter	650	za stalni urinski kateter	10	120
64455	Luer-Lock	650	za nefrostomski kateter	10	120





RESPIRATORNA TERAPIJA

- Aspiracijski kateter
- Aspiracijski kateter z regulatorjem vleka
- Aspiracijski kateter z regulatorjem vleka - TIK PLUS
- Aspiracijski kateter s krivo konico in regulatorjem vleka

ASPIRACIJSKI KATETER

- Za aspiracijo fizioloških izcedkov iz žrela, nosu ali pljuč.
- Centralna odprtina in 2 stranski odprtini.
- Centimetrške oznake.
- Priklučki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
54843	■ siva	5	300	1,7	60	840
54844	■ zelena	6	300	2,0	60	840
54845	■ modra	8	300	2,6	60	840
54846	■ črna	10	300	3,3	60	840
64705	□ bela	12	300	4,0	60	840
64706	■ zelena	14	300	4,6	60	840
64707	■ oranžna	16	300	5,3	60	840
54847	■ zelena	6	530	2,0	60	600
54848	■ modra	8	530	2,6	60	600
54849	■ črna	10	530	3,3	60	600
54850	□ bela	12	530	4,0	60	600
54851	■ zelena	14	530	4,6	60	600
54852	■ oranžna	16	530	5,3	60	600
54853	■ rdeča	18	530	6,0	60	600
54854	■ rumena	20	530	6,6	60	600
56419	■ zelena	6	600	2,0	60	600
56420	■ modra	8	600	2,6	60	600
56421	■ črna	10	600	3,3	60	600
56422	□ bela	12	600	4,0	60	600
56423	■ zelena	14	600	4,6	60	600
56424	■ oranžna	16	600	5,3	60	600
56425	■ rdeča	18	600	6,0	60	600




ASPIRACIJSKI KATETER Z REGULATORJEM VLEKA

- Za aspiracijo fizioloških izcedkov iz žrela, nosu ali pljuč.
- Centralna odprtina in 2 stranski odprtini.
- Regulator omogoča optimalno regulacijo vleka na priključku.
- Centimetrške oznake.
- Priklučki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
55126	■ siva	5	300	1,7	60	840
55127	■ zelena	6	300	2,0	60	840
55128	■ modra	8	300	2,6	60	840
55129	■ črna	10	300	3,3	60	840
55114	■ siva	5	500	1,7	60	600
55115	■ zelena	6	500	2,0	60	600
55116	■ modra	8	500	2,6	60	600
55117	■ črna	10	500	3,3	60	600
55118	□ bela	12	500	4,0	60	600
55119	■ zelena	14	500	4,6	60	600
55120	■ oranžna	16	500	5,3	60	600
55121	■ rdeča	18	500	6,0	60	600
56428	■ modra	8	550	2,6	60	600
56429	■ črna	10	550	3,3	60	600
56430	□ bela	12	550	4,0	60	600
56431	■ zelena	14	550	4,6	60	600
56432	■ oranžna	16	550	5,3	60	600
56433	■ rdeča	18	550	6,0	60	600



ASPIRACIJSKI KATETER Z REGULATORJEM VLEKA – TIK PLUS

- Koncept konice z manjšimi stranskimi odprtini zagotavlja večjo sesalno moč skozi centralno odprtino.
- 2 stranski odprtini.
- Centimetrške oznake.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
62080	■ modra	8	530	2,6	60	600
62081	■ črna	10	530	3,3	60	600
62082	□ bela	12	530	4,0	60	600
62083	■ zelena	14	530	4,6	60	600
62084	■ oranžna	16	530	5,3	60	600
62085	■ rdeča	18	530	6,0	60	600




ASPIRACIJSKI KATETER S KRIVO KONICO IN REGULATORJEM VLEKA

- Za endotrahealno in endobronhialno aspiracijo iz levega bronhija.
- Ukivljenost konice katetra omogoča lažji dostop do levega bronhija.
- 4 stranske odprtine.
- Centimetrške oznake.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
62473	■ črna	10	530	3,3	60	600
62474	□ bela	12	530	4,0	60	600
62475	■ zelena	14	530	4,6	60	600
62476	■ oranžna	16	530	5,3	60	600





GASTROENTEROLOGIJA

- Hranilna sonda z ENFit® priključkom
- Hranilna sonda
- Želodčna sonda
- Duodenalna sonda
- Rektalna sonda
- Zamašek za kateter

HRANILNA SONDA Z ENFit® PRIKLJUČKOM

- Za enteralno prehrano v pediatriji.
- Sondo priklapljamo samo na brizgalke ali sisteme, ki imajo ženski ENFit® priključek v skladu s standardom ISO 80369-3.
- Centimetrске oznake omogočajo natančno določitev globine uvajanja.
- Mehak, zaokrožen vrh sonde nam omogoča atravmatsko uvajanje.
- Matirana površina cevke omogoča minimalno uporabo lubrikantov.
- Povezovalni element med priključkom in zamaškom je barvno kodiran za enostavno identifikacijo CH-ja.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
63873	■ siva	5	350	1,7	30	360
63874	■ zelena	6	350	2,0	30	360
63875	■ modra	8	350	2,6	30	360
63876	■ črna	10	350	3,3	30	360
63877	■ siva	5	500	1,7	30	360
63878	■ zelena	6	500	2,0	30	360
63879	■ modra	8	500	2,6	30	360
63880	■ črna	10	500	3,3	30	360
63881	□ bela	12	500	4,0	30	360
63882	■ siva	5	1000	1,7	30	360
63883	■ zelena	6	1000	2,0	30	360
63884	■ modra	8	1000	2,6	30	360
63885	■ črna	10	1000	3,3	30	360
63886	□ bela	12	1000	4,0	30	360
64043	■ oranžna	16	1000	5,3	30	360
64044	■ rdeča	18	1000	6,0	30	360



HRANILNA SONDA

- Za enteralno prehrano v pediatriji.
- Matirana površina cevke omogoča minimalno uporabo lubrikantov.
- Luer priključek z zamaškom omogoča priklop na brizgalko Luer ali na črpalko s sistemom za enteralno prehrano.
- Centimetrске oznake.
- Hranilna sonda dolžine 350 in 500 mm ima oznake v intervalih po 1 cm.
- Hranilna sonda dolžine 1000 mm ima oznake v intervalih po 25 cm.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
56164	■ siva	5	350	1,7	30	360
56165	■ zelena	6	350	2,0	30	360
56166	■ modra	8	350	2,6	30	360
56167	■ črna	10	350	3,3	30	360
54861	■ siva	5	500	1,7	30	360
54862	■ zelena	6	500	2,0	30	360
54863	■ modra	8	500	2,6	30	360
54864	■ črna	10	500	3,3	30	360
56104	□ bela	12	500	4,0	30	360
56105	■ siva	5	1000	1,7	30	360
54865	■ zelena	6	1000	2,0	30	360
54866	■ modra	8	1000	2,6	30	360
54867	■ črna	10	1000	3,3	30	360
56106	□ bela	12	1000	4,0	30	360



ŽELODČNA SONDA

- Za hranjenje, v diagnostične ali terapevtske namene ter za izpiranje želodca.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.
- Zaokrožen, zaprt vrh.
- 2 stranski luknji.
- Centimetrške oznake.
- Želodčna sonda dolžine 800 mm ima oznake v intervalih po 10 cm, in sicer 45, 55 in 65 cm od vrha.
- Želodčna sonda dolžine 1200 mm ima oznake v intervalih po 10 cm, in sicer 45, 55, 65 in 75 cm od vrha.

STERILE | EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
54868	■ modra	8	800	2,6	25	300
54869	■ črna	10	800	3,3	25	300
54870	□ bela	12	800	4,0	25	300
54871	■ zelena	14	800	4,6	25	300
54872	■ oranžna	16	800	5,3	25	300
54873	■ rdeča	18	800	6,0	25	300
54874	■ rumena	20	800	6,6	25	300
54875	■ viola	22	800	7,3	10	120
54876	■ modra	24	800	8,3	10	120
54877	□ bela	26	800	8,6	10	120
54878	■ zelena	28	800	9,3	10	120
54879	■ siva	30	800	10,0	10	120
54880	■ črna	35	800	11,6	10	120
54881	■ rumena	20	1200	6,6	10	120
54882	■ viola	22	1200	7,3	10	120






DUODENALNA SONDA

- Za terapevtske ali diagnostične namene pri odvzemu dvanajstnikovega soka.
- Zaokrožen, zaprt vrh sonde.
- 4 stranske luknje.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.
- Centimetrске oznake v intervalih po 10 cm, in sicer 45, 55, 65 in 75 cm od vrha.

STERILE EO





KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
54855	■ modra	8	1200	2,6	25	300
54856	■ črna	10	1200	3,3	25	300
54857	□ bela	12	1200	4,0	25	300
54858	■ zelena	14	1200	4,6	25	300
54859	■ oranžna	16	1200	5,3	25	300
54860	■ rdeča	18	1200	6,0	25	300



REKTALNA SONDA

- V terapevtske namene v primeru zapore ali čiščenja črevesja ter pri odvajanju vetrov.
- Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.

STERILE EO    

KATALOŠKA ŠTEVILKA	BARVA PRIKLJUČKA	CH	DOLŽINA (mm)	ZUNANJI PREMER (mm)		
54827	■ rdeča	18	400	6,0	50	700
54828	■ rumena	20	400	6,6	50	700
54829	■ viola	22	400	7,3	50	700
54830	■ modra	25	400	8,3	50	700
54831	■ zelena	28	400	9,3	50	700
54832	■ siva	30	400	10,0	50	700
54833	■ rjava	32	400	10,6	50	700
54834	■ črna	35	400	11,6	50	700



ZAMAŠEK ZA KATETRE

- Za zapiranje priključkov na katetrih in sondah.

STERILE EO    

KATALOŠKA ŠTEVILKA		
2590	40	4000





GINEKOLOGIJA

- Igla za punkcijo foliklov



IGLA ZA PUNKCIJO FOLIKLOV

- Za ultrazvočno vodeno transvaginalno aspiracijo jajčnih celic iz foliklov.
- Ergonomsko, neдрseče držalo igle.
- Atravmatični echo marker.
- Gladka notranja površina kanile in povezovalnih cevi.
- Luer lock priključek za priključitev na aspirator ali brizgalko.
- Silikonski zamašek za tesen spoj z epruveto.
- Transparentne povezovalne cevi, odporne na uklon.
- Lijakasto oblikovani zaključki cevi za varno iztekanje folikularne tekočine.

STERILE EO



KATALOŠKA ŠTEVILKA	ZUNANJI PREMER (G/mm)	NOTRANJI PREMER (mm)	DOLŽINA IGLE (mm)	DOLŽINA POVEZOVALNIH CEVI OD IGLE DO ZAMAŠKA (mm)	DOLŽINA POVEZOVALNIH CEVI OD ZAMAŠKA DO ASPIRATORJA (mm)	ECHO MARKER	DODATNA IGLA ZA IZPIRANJE PO POSEGU	TIP KONICE		
58831	17/1,4	1,18	350	670	700	✓	x	lancetna	10	120
64760	17/1,4	1,18	350	970	1000	✓	x	lancetna	10	120
59123	17/1,5	1,20	320	970	500	✓	x	lancetna	10	120
59436	17/1,5	1,20	320	670	700	✓	✓	lancetna	10	120
59587	17/1,5	1,20	240	670	700	✓	x	lancetna	10	120
59588	17/1,5	1,20	320	670	700	✓	x	lancetna	10	120
63393	17/1,4	0,92	320	970	1000	✓	x	IV konica	10	120
63781	17/1,4	0,92	320	670	700	✓	x	IV konica	10	120



Poglej video



Razlaga simbolov iz kataloga:



Za enkratno uporabo



Vsebuje PVC



Ne vsebuje PVC



Ne resteriliziraj



Ne vsebuje ftalatov
(DEHP-FREE)



Ne vsebuje lateksa



Sterilizirano z
etilen oksidom



TIK d.o.o.

Goriška cesta 5b
5222 Kobarid,
Slovenija

T: +386 (0)5 389 07 00

@: info@tik.si

W: www.tik.si

